

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg2B De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P01867-2

Número de artículo: CM0008323

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la región constante de IgG2b de ratón (isoforma 2). Validado para citometría de flujo con reactividad cruzada hacia ratón. Adecuado para estudios de isotipado de inmunoglobulinas y perfilado inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgG2b de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	IgG2b; Igh-3; gamma2b
Especie	Ratón
GeneID	16016
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 14-113 de la IgG2b de ratón (P01867-2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01867-2
Peso Proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo