

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Igm Conjugado Con Pe Para Fc - P01872

Número de artículo: CM0008613



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la región constante de IgM de ratón (P01872). Validado para citometría de flujo. Reacciona específicamente con IgM de ratón, permitiendo la detección de células B y el estudio de la inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón IgM mAb
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de la IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa/53kDa
Envío	Bolsa de hielo