

Pe Conejo Anti-Ratón IL-10Ra/CD210 Mab Para Fc - Q61727

Número de artículo: CM0009151

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra IL-10RA/CD210 de ratón (CDw210a, IL-10R1) para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Reconoce la subunidad alfa del receptor de IL-10 de ratón, un receptor de superficie celular de 64 kDa implicado en la señalización antiinflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón IL-10RA/CD210 mAb
Observaciones/Alias	Il10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mL-10R
Especie	Ratón
GenElD (humano)	3587
GenElD	16154
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-241 de IL-10RA/CD210 de ratón (NP_032374.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61727
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo