

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Il-13 De Ratón Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P20109

Número de artículo: CM0011563

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a IL-13 de ratón, apto para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudios de inflamación alérgica, regulación inmune y vías de señalización de citoquinas. - P20109

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-IL-13 de ratón
Observaciones/Alias	Il-13
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3596
GeneID	16163
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-131 de IL-13 de ratón (NP_032381.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20109
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo