

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-IL-17F De Ratón - Q7Tni7

Número de artículo: CM0006073

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL-17F de ratón, diseñado para citometría de flujo intracelular. Explore la biología de las células Th17, la inmunidad antimicrobiana y las respuestas inflamatorias con este reactivo validado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-IL-17F de ratón
Observaciones/Alias	IL-17F
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	112744
GeneID	257630
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de la IL-17F de ratón (NP_665855.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7TNI7
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo