


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-1B De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P10749

Número de artículo: CM0005190



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la IL-1 β de ratón (P10749) para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras de ratón. Ideal para investigación de activación de células inmunitarias, inflamación y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-1 β de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alías	IL-1b; IL-1beta
Especie	Ratón
GenelD (humano)	3553
GenelD	16176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-269 de la IL-1 β de ratón (NP_032387.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10749
Peso proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo