

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-IL-22 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9Jjy9

Número de artículo: CM0010723



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL-22 de ratón para citometría de flujo intracelular. Reacciona específicamente con la IL-22 de ratón. Ideal para el estudio de la regeneración tisular mediada por IL-22, la función de barrera y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Rabbit anti-Mouse IL22 mAb
Notas / Alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
Especie	Ratón
GeneID (humano)	50616
GeneID	50929
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9JJY9
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo