

Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IL-33R/St2 - P14719

Número de artículo: CM0005883



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL-33R/ST2 (ST2) de ratón. Adecuado para citometría de flujo (FC) en estudios inmunológicos de la señalización de IL-33 y la polarización de macrófagos. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón IL-33R/ST2
Observaciones/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	9173
ID de gen	17082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-332 de IL-33R/ST2 de ratón (NP_001001020773.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P14719
Peso proteico	38kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo