

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IL-9 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P15247

Número de artículo: CM0005775



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra IL-9 de ratón (P40). Adecuado para citometría de flujo intracelular. Reacciona específicamente con IL-9 de ratón, una citocina clave en las respuestas Th2 y la biología de los mastocitos. Ideal para estudios de función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón IL-9 mAb
Observaciones/Alias	P40; IL-9
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3578
GeneID	16198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-114 de la IL-9 de ratón (NP_032399.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15247
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo