

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IL1R1/Cd121A Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P13504

Número de artículo: CM0012701

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra IL1R1/CD121a de ratón (P13504), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar el receptor de interleucina-1 tipo 1 en las vías de respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AcM de Conejo anti-Ratón IL1R1/CD121a conjugado con PE                                                                                      |
| Observaciones/Alias | IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa                                                               |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 3554                                                                                                                                        |
| GeneID              | 16177                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-338 del IL1R1/CD121a de ratón (NP_032388.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                    |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                       |
| SWISS               | P13504                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 67kDa                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                              |