

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL4 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P07750

Número de artículo: CM0011876

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL4 de ratón (BSF-1), validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para estudiar respuestas de células T, inflamación y neuroinmunología en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL4 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	IL-4; BSF-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3565
GeneID (Ratón)	16189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-140 de IL4 de ratón (NP_067258.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P07750
Peso proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo