

Mab De Conejo Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - Q3V3R4

Número de artículo: CM0008398

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la Integrina alfa 1/CD49a (VLA-1) de ratón para citometría de flujo. Detecta el receptor de superficie celular para la señalización de adhesión a laminina y colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Integrina alfa 1/CD49a de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3672
GeneID	109700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la Integrina alfa 1/CD49a de ratón (NP_001028400.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3V3R4
Peso de la proteína	130 kDa
Envío	Bolsa de hielo