

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Integrina Alfa 2/Cd49B De Ratón Para Fc - Q62469

Número de artículo: CM0005529

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la Integrina alfa 2/CD49b (DX5, GPIa) de ratón. Validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de receptores de colágeno e investigación de adhesión plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM PE conejo anti-Integrina alfa 2/CD49b de ratón
Anotaciones/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3673
GeneID (ratón)	16398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-366 de la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (NP_032422.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62469
Peso de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo