


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Lamp1/Cd107A Pe Para Fc - P11438

Número de artículo: CM0012103



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra LAMP1/CD107a de ratón para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón. LAMP1 es una glicoproteína de membrana lisosomal involucrada en la biogénesis de los lisosomas, la autofagia y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-Ratón LAMP1/CD107a PE
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3916
ID del Gen	16783
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo