

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Ly-49D Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q60651

Número de artículo: CM0008752

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra Ly-49D de ratón (Klra4), validado para citometría de flujo. Detecta el receptor activador de células NK para MHC de clase I, con reactividad cruzada a ratón. Apoya la investigación de la función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón Ly-49D mAb
Observaciones/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Especie	Ratón
GeneID	16635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-263 del Ly-49D de ratón (NP_001239506.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60651
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo