

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Ly-6A/E (Sca-1) Conjugado Con Pe Para Fc - P05533

Número de artículo: CM0008951

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el Ly-6A/E (Sca-1) de ratón, una proteína activadora de células T anclada a GPI. Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo. Apoya la investigación de células madre e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo anti-ratón Ly-6A/E (Sca-1) conjugado con PE
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Especie	Ratón
GenID	110454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-111 del Ly-6A/E (Sca-1) de ratón (NP_034868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05533
Peso proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo