

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Ly-6G Pe Para Fc - P35461

Número de artículo: CM0008787

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al Ly-6G (Gr-1) de ratón, adecuado para la detección por citometría de flujo de granulocitos de ratón. Antígeno de médula ósea anclado a GPI, ideal para inmunofenotipado e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón Ly-6G PE
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	80740
GeneID	546644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-134 del Ly-6G de ratón (NP_001297367.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo