

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Wul5

Número de artículo: CM0009764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra PD-L2/CD273/B7-DC de ratón, validado para citometría de flujo. Actúa como ligando de PD-1 que regula la tolerancia de las células T. Adecuado para investigaciones en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PD-L2/CD273/B7-DC de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Especie	Ratón
ID génico (humano)	80380
ID génico	58205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-123 de PD-L2/CD273/B7-DC de ratón (NP_067371.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9WUL5
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo