

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Rank/Cd265 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O35305

Número de artículo: CM0004566



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón RANK/CD265 conjugado con PE para citometría de flujo. Reconoce el RANK de ratón (ODFR), un receptor clave en la osteoclastogénesis mediada por RANKL y la regulación inmune. Adecuado para estudios de hueso e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón RANK/CD265 mAb
Observaciones/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Especie	Ratón
GeneID (humano)	8792
GeneID	21934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-213 del RANK/CD265 de ratón (NP_033425.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O35305
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo