


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón S100A9 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P31725

Número de artículo: CM0005202



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra S100A9 de ratón (MRP14), validado para citometría de flujo intracelular. S100A9 es una proteína de unión al calcio implicada en la inflamación y la inmunidad innata. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón S100A9 mAb
Observaciones/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6280
GeneID (Ratón)	20202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de S100a9 de ratón (NP_033140.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31725
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo