

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón T-Bet/Tbx21 Para Fc (Intracelular) - Q9Jkd8

Número de artículo: CM0005838



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra T-bet/Tbx21 de ratón, adecuado para citometría de flujo intracelular (FC). Ideal para estudiar el compromiso de linaje Th1, la regulación transcripcional y las respuestas antivirales en modelos de ratón. - Q9JKD8

[Aprende más](#)

Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón T-bet/Tbx21
Notas/Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	30009
GeneID	57765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-530 de T-bet/Tbx21 de ratón (NP_062380.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9JKD8
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo