

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Tnf-A Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P06804

Número de artículo: CM0004824



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra TNF- α de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Detecta la citocina proinflamatoria TNF- α en macrófagos y otras células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón TNF- α mAb
Observaciones/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	7124
ID de gen (Ratón)	21926
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-235 del TNF- α de ratón (NP_038721.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06804
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo