

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd27 De Ratón/Rata Para Fc - P41272

Número de artículo: CM0012438

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD27 (TNFRSF7) de ratón/rata. Validado para citometría de flujo, reacciona con ratón y rata. Adecuado para estudios de inmunofenotipado de linfocitos T, linfocitos B y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD27 de ratón/rata
Notas/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41272
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo