

Mab De Pe Conejo Anti-Ratón/Rata Cd31/Pecam1 - Q08481

Número de artículo: CM0010322

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD31/PECAM1 de ratón y rata, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios sobre migración transendotelial de leucocitos, adhesión de células endoteliales e investigación de la aterosclerosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de PE conejo anti-ratón/rata CD31/PECAM1
Notas / Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5175
GeneID	18613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 de CD31 de ratón (NP_001292086.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso de la proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo