

Pe Conejo Anti-Ratón/Rata Cd54 Mab - P13597

Número de artículo: CM0012334

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD54 de ratón/rata (ICAM-1, Ly-47) para citometría de flujo. Epítipo dentro de los aminoácidos 28-485. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de adhesión de leucocitos y migración de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón/Rata CD54 mAb
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3383
ID de gen	15894
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 del CD54 de ratón (NP_034623.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo