

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Porcino Cd45 (Fc) Conjugado Con Pe

Número de artículo: CM0011087

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD45 porcino. Con una secuencia de inmunógeno que cubre los aminoácidos 27-547, este anticuerpo está validado para citometría de flujo (FC) y es ideal para el análisis de células inmunes de cerdo y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Porcino CD45 mAb
Observaciones/Alias	CD45
Especie	Cerdo
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen (Cerdo)	100522631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-547 del CD45 porcino (XM_003130596.6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Cerdo
Envío	Bolsa de hielo