

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Rata Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P26897

Número de artículo: CM0010883

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD25 de rata (IL-2R α , P26897) para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de células T reguladoras (Treg) y la tolerancia inmunitaria, obtenido a partir de un inmunógeno correspondiente al dominio extracelular recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo anti-CD25 de rata conjugado con PE
Alias	IL2RAC
Especie	Rata
ID del gen humano	3559
ID del gen	25704
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-235 de CD25 de rata (NP_037295.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Rata
Acceso SWISS	P26897
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo