

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd8A Pe Para Fc - P07725

Número de artículo: CM0012535

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD8a conjugado con PE para citometría de flujo (FC). Específico para CD8a de ratón (32 kDa), un correceptor de células T esencial para el reconocimiento de MHC clase I y la respuesta inmune. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal Conejo anti-Ratón CD8a PE
Observaciones/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	925
GeneID	24930
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07725
Peso Molecular de la Proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo