

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma De Rata Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P01581

Número de artículo: CM0010879

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma de rata conjugado con PE, validado para citometría de flujo intracelular. Reconoce la proteína madura de interferón gamma de 18 kDa. Inmunógeno: fragmento recombinante (aa 20-156). Sin reactividad cruzada con otras especies. Adecuado para el análisis de células inmunitarias de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IFN-gamma de rata conjugado con PE
Observaciones/alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Especie	Rata
ID del gen (humano)	3458
ID del gen (rata)	25712
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del IFN gamma de rata (NP_620235.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P01581
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo