

Control Isotipo De Igg De Conejo Conjugado Con Pe - Citometría De Flujo

Número de artículo: CM0010576

Introducción

Anticuerpo monoclonal de control isotipo de IgG de conejo conjugado con PE para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Diseñado para evaluar la unión inespecífica en experimentos con anticuerpos derivados de conejo. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Control isotipo de IgG de conejo PE
Inmunógeno	Péptido sintético derivado del control isotipo de IgG de conejo
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo