

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Cd3 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0008507

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-CD3 de ratón conjugado con PE para citometría de flujo. Reconoce el complejo CD3 de ratón (cadenas delta/épsilon). Ideal para inmunofenotipado de células T en estudios inmunológicos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de rata anti-CD3 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3épsilon
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	916/915
ID del Gen	12500/12501
Inmunógeno	Un péptido sintético derivado del CD3 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19 kDa/21 kDa
Envío	Bolsa de hielo