

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mouse Cd45R/B220 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P06800 / P08575

Número de artículo: CM0006027

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PE dirigido al CD45R/B220 de ratón (antígeno común de leucocitos). Validado para citometría de flujo, reacciona de forma cruzada con muestras de ratón. Ideal para la fenotipificación de células inmunitarias en investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	PE Rata anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de CD45R/B220 de ratón/humano
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800/P08575
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo