

Mab Pe De Rata Anti-Ly-6G De Ratón Para Fc - P35461

Número de artículo: CM0008426

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PE anti-Ly-6G de ratón para citometría de flujo (FC). Dirigido al antígeno linfocitario 6G, reacciona de forma cruzada con ratón, peso molecular de 14 kDa. Ideal para investigación de inmunofenotipado de médula ósea. UniProt P35461.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de rata anti-Ly-6G de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G Ly-6G.1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	80740
GeneID	546644
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de Ly-6G de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo