

Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Ratón Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Conjugado Con Pe Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número de artículo: CM0011108

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-ratón Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) conjugado con PE para citometría de flujo de granulocitos de ratón. Se dirige a proteínas de membrana ancladas a GPI expresadas en la médula ósea. Validado en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-ratón Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) conjugado con PE
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GeneID (humano)	8600
GeneID	546644/17067
Inmunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461/P0CW02
Peso molecular de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo