

Anticuerpo Monoclonal De Estreptavidina Conjugado Con Pe (Conejo) - Sa V1, Sa V2

Número de artículo: CM0003974

Introducción

Anticuerpo monoclonal de estreptavidina conjugado con PE (Conejo) para aplicaciones de citometría de flujo. La reactividad cruzada independiente de la especie respalda el desarrollo de una amplia gama de ensayos de diagnóstico, disponible a granel en CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Estreptavidina PE
Observaciones/Alias	SA V1, SA V2
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo