

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pea15 Para Wb Y Elisa - Q15121

Número de artículo: CM0030532



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo PEA15 es un anticuerpo policlonal generado contra PEA15 humana recombinante (aa 1-130). Adecuado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Úselo para investigaciones sobre apoptosis, transporte de glucosa y señalización de quinasas MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEA15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8682
GeneID	8682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de PEA15 humana (NP_003759.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15121
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo