


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pea3 / Etv4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Número de artículo: CM0027452



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Pea3 / ETV4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce ETV4 de humano, ratón y rata, un factor de transcripción implicado en la neurogénesis y la diferenciación de queratinocitos. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-Pea3 / ETV4                                                                                     |
| Observaciones/Alias | E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; Pea3 / ETV4                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2118                                                                                                               |
| GeneID              | 2118                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-284 de ETV4 humano (NP_001977.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS               | P43268                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 54kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |