

Anticuerpo Monoclonal Ratón Anti-Humano Cd3 Pe/Cianina5 Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0004444



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-épsilon CD3 humano conjugado con PE/Cianina5 validado para citometría de flujo. Adecuado para la identificación de células T y estudios de respuesta inmunitaria en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Ratón anti-Humano CD3 PE/Cianina5
Observaciones/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (humano)	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo