


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd11B Pe/Cianina5 Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0005252



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD11b conjugado con PE/Cianina5 de alto rendimiento, validado para citometría de flujo. Dirigido a la integrina alfa-M (Itgam) del ratón, un receptor para iC3b del complemento, fibrinógeno e ICAM1, crucial para estudios de adhesión y fagocitosis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD11b PE/Cianina5
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID (Ratón)	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo