

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine5 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0011031

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 de ratón conjugado con PE/Cyanine5, validado para citometría de flujo (FC). Detecta el antígeno leucocitario común (L-CA) para estudios de inmunofenotipificación y activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 de ratón conjugado con PE/Cyanine5
Observaciones/alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 de CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso de la proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío	Bolsa de hielo