

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd5 Pe/Cianina5 Para Citometría De Flujo - P13379

Número de artículo: CM0007872

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina5 dirigido al CD5 de ratón (Ly-1), validado para citometría de flujo. Reconoce una glicoproteína transmembrana de 54 kDa en células T y células B1a; específico para especímenes de ratón. Ideal para inmunofenotipificación e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb Conejo anti-Ratón CD5 PE/Cianina5                                                                                              |
| Observaciones/Alias | Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1                                                                                                           |
| Especie             | Ratón                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 921                                                                                                                                |
| GeneID (Ratón)      | 12507                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 de ratón (NP_031676.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | P13379                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |