

Mab De Conejo Anti-Ratón Cd90.2 Conjugado Con Pe/Cyanine5 Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0010248

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine5 específico para CD90.2 (Thy-1) de ratón, adecuado para citometría de flujo. Detecta una glicoproteína de membrana anclada por GPI implicada en las interacciones célula-célula durante la sinaptogénesis. Ideal para estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD90.2 conjugado con PE/Cyanine5
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	7070
GeneID	21838
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de CD90.2 de ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo