

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd27 Humano De Conejo Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0008504



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra CD27 humano (TNFRSF7), un receptor de punto de control inmunitario coestimulador. Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para investigaciones de perfiles de células T y del sistema inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 humano conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Humana
GeneID (humano)	939
GeneID	939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 de CD27 humano (NP_001233.2).
Origen	1.
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P26842
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo