

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd11C Pe/Cyanine7 Para Fc - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0007893

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra el CD11c de ratón (Integrina alfa-X, Q9QXH4), validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de fibrinógeno implicado en la adhesión de células inflamatorias y la quimiotaxis de monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AcM anti-Ratón CD11c PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Fuente	Hámster Armenio
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo