

## Anticuerpo Monoclonal Pe/Cyanine7 Anti-Ratón Cd161C/Nk1.1 Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0008238

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 que reconoce específicamente CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) de ratón. Validado para citometría de flujo (FC) para el estudio de la función de las células NK y la inmunofenotipificación. Adecuado para ensayos de activación y citotoxicidad.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal PE/Cyanine7 de conejo anti-ratón CD161c/NK1.1                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrk1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9                                                |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 3820                                                                                                                                                                |
| GeneID              | 17059                                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 de CD161/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                            |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                               |
| SWISS               | P27814                                                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 25 kDa                                                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                      |