

Anticuerpo Monoclonal Pe/Cianina7 Anti-Cd24 De Ratón Para Citometría De Flujo - P24807

Número de artículo: CM0010755

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra el CD24 de ratón, optimizado para citometría de flujo. Para usar en investigación sobre diferenciación celular, desarrollo de timocitos, activación de células B y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-CD24 de Ratón PE/Cianina7
Observaciones/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-53 del CD24 de ratón (NP_033976.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo