

Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 Anti-Ratón Cd3E Para Citometría De Flujo - P22646

Número de artículo: CM0009743



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-ratón CD3e de hámster armenio conjugado con PE/Cianina7 para la detección por citometría de flujo del CD3e de ratón, una glicoproteína de superficie de células T involucrada en la inmunidad adaptativa - P22646.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb PE/Cianina7 Hámster Armenio anti-Ratón CD3e
Observaciones/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	916
GeneID	12501
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Hámster Armenio
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P22646
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo