

Anticuerpo Monoclonal PE/Cyanina7 Anti-Ly-6A/E (Sca-1) De Ratón Para Citometría De Flujo - P05533

Número de artículo: CM0004378

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanina7 dirigido contra Ly-6A/E (Sca-1) de ratón para citometría de flujo. Validado para reactividad en ratón; ideal para estudios de células madre y activación de linfocitos T. Suministro integral desde CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cyanina7 de conejo anti-Ly-6A/E (Sca-1) de ratón
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Especie	Ratón
ID del gen	110454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-111 de Ly-6A/E (Sca-1) de ratón (NP_034868.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05533
Peso molecular	115kDa
Envío	Bolsa de hielo