

Mab Anti-Cadena B Del Tcr De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - A0A0B4J1G9

Número de artículo: CM0011133

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con PE/Cyanine7 contra la cadena β del TCR de ratón (hámster armenio, validado para citometría de flujo). Fiable para la detección por citometría de flujo de TCR β en muestras de ratón. - A0A0B4J1G9

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-cadena β del TCR de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/alias	Tib; TCRbeta
Especie	Ratón
GeneID (humano)	28614
GeneID	21577
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado de la cadena β del TCR de ratón.
Fuente	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	A0A0B4J1G9
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo