

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd11B Humano Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P11215

Número de artículo: CM0012509



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra el CD11b humano (Integrina alfa-M). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo se une específicamente a un receptor mielóide de 127 kDa expresado en monocitos y granulocitos. Ideal para aplicaciones de investigación en inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de ratón anti-CD11b humano PE/Cianina7
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
ID del Gen	3684
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del CD11b humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Molecular de la Proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo